

WEIBULL LAB

改性栲胶产品

WEIBULL LAB是一种改性栲胶植物鞣剂，其品质均一，用途广泛。**WEIBULL LAB**渗透性优良，赋予皮革优异的丰满性和饱满度，适用于各种类型的皮革。

属性

WEIBULL LAB用于vachetta风格植鞣革以及植鞣皮带革的鞣制时，赋予皮面自然而令人愉快的红黄色调，皮革纤维紧密坚实，吸净度高。**WEIBULL LAB**用于复鞣时，将得到丰满而圆润的皮革，并具有紧实的粒面。该产品可溶解于水。

特性分析：

物理状态： 浅棕色粉末、易吸潮、不飞尘

离子特性： 阴离子性

PCP： 不含

单宁含量： 93.5 - 95.5 %

包装湿度： 不超过6.5%

颜色* 红色： 2.0 2.5

黄色： 4.0 6.0

电解质稳定性： 优良

pH值： 4.0 5.0 (水溶液20% w/v)

* 色彩检测标准： Lovibond比色剂- 基本单位为 1cm^3 - 分析溶液含有0.4% w/v的纯单宁。

使用方法

WEIBULL LAB可单独使用，或搭配其它植物鞣剂、合成鞣剂和助剂一起使用。

建议使用**WEIBULL LAB**的方法和用量如下：

用于鞣制工艺时

Vachetta风格植鞣革： 20-30%

植鞣皮带革： 35-40%

用于复鞣工序时

铬鞣革的复鞣： 5-14%

储存

WEIBULL LAB应密封包装保存于干燥、通风环境中，并避免阳光直射，以确保其品质不发生改变。

包装

WEIBULL LAB为不飞尘粉剂，以25Kg（净重）袋包装。可提供批量散装方式，或者1.9吨集装托板供货。

毒理学信息

敬请访问本公司网站，查阅相关MSDS信息(化学品安全信息资料表)，或垂询本公司销售部。

如需更多资料，敬请咨询本公司技术部：

电话: **(+55 51) 3632.4055**

传真: **(+55 51) 3632.2499**

电子邮件: **export@tanac.com.br**

网址: **www.tanac.com.br**

上述信息和技术建议仅为本公司经验，不应视为由公司所提出的保证，并同样适用于涉及第三者权利的情况。所以，提供上述信息只是作为单纯的说明，并不意味着让您放弃对本产品的有效性进行核实，和/或对本公司产品特定的使用步骤与用法予以恰当地检验的义务。

复核: AA0309