

# WEIBULL LAB – Extrato de Mimosa Natural

## 1. PRODUTO

**WEIBULL LAB** é um extrato vegetal modificado de Mimosa que proporciona excelente enchimento, boa penetração e tonalidade alaranjada.

## 2. APRESENTAÇÃO

**WEIBULL LAB** é apresentado na forma pó, isento de poeira, acondicionado em sacos de 25 kg (peso líquido), podendo ser fornecido na forma avulsa ou paletizada (paletes de até 1,9 toneladas).

## 3. ANÁLISE TÍPICA

### WEIBULL LAB

Aspecto físico	pó de coloração bege suave, higroscópico e isento de poeira
Caráter Iônico	Aniônico
Tanantes* (%)	70,0 ± 2,0 (74% ± 2,0 base seca)
Umidade ao embalar (%)	6,5 - Máximo
pH (sol. aquosa 20% p/v)	4,0 – 5,0
Cor**	Vermelho: 3,8 – 4,2 Amarelo: 9,9 – 10,5
Estabilidade a eletrólitos:	boa

\* Método de Filtro: solução analítica contendo 0,4% p/v de tanino puro. Valores de tanantes superiores aos referenciados acima são admissíveis.

\*\*Teste Padrão de Cor: Tintômetro Lovibond - célula de 1cm<sup>3</sup> - solução analítica contendo 0,4% p/v de tanino puro.

## 4. PROPRIEDADES

**WEIBULL LAB** quando usado em curtimento de vaquetas e soletas confere uma agradável cor alaranjada, boa compactação de fibras e elevado enchimento. Quando aplicado no recurtimento, **WEIBULL LAB** produz couros com excelente lixabilidade/gravação/enchimento e firmeza de flor. **WEIBULL LAB** é solúvel em água. Produto obtido a partir do extrato aquoso da casca de acácia negra, matéria-prima de fonte renovável, cuja cor pode sofrer pequenas alterações um ano após a sua fabricação. Trata-se também de um produto higroscópico, o qual absorve água em função do tempo, o que exige que o teor de umidade seja determinado imediatamente após secagem, no momento de embalar, para garantir a quantidade pesada na embalagem. Por isso, recomenda-se estocar em ambiente seco, ventilado, protegido da luz solar e em embalagem fechada. Condições inadequadas de armazenagem, como ambientes sujeitos a altas temperaturas e/ou períodos prolongados, poderão causar alterações nas características físicas do produto.



Rua Torbjorn Weibull, 199  
CEP: 92524-000  
Montenegro - RS - Brasil  
Fone: +55 51 3632-4055  
e-mail: tanac@tanac.com.br

TANAC.COM.BR



## 5. APLICAÇÃO

**WEIBULL LAB** pode ser utilizado sozinho ou combinado com outros extratos vegetais, produtos sintéticos e/ou auxiliares. Recomenda-se o emprego de **WEIBULL LAB** como segue:

Nos curtimentos

**Vaqueta** - 20% a 30%

**Soleta** - 35% a 40%

Nos recurtimentos

**Artigos em Geral** - 5% a 15%

## 6. ESTOCAGEM

**WEIBULL LAB** pó mantém suas propriedades inalteradas quando estocado em ambiente seco, ventilado, protegido de luz solar e embalagem fechada por um período de 2 (dois) anos.

Esta informação e nossos conselhos técnicos são oferecidos de boa-fé, mas sem garantias, e aplica-se também quando direitos de terceiros estão envolvidos. A informação é, portanto, dada como mera indicação e não libera você da obrigação de verificar sua validade e/ou testar nossos produtos apropriadamente para os processos e usos para os quais são destinados.

Revisão: AA0419



Rua Torbjorn Weibull, 199  
CEP: 92524-000  
Montenegro - RS - Brasil  
Fone: +55 51 3632-4055  
e-mail: tanac@tanac.com.br

TANAC.COM.BR

